

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con una alerta asociada a:

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Agujas Hipodérmicas Desechable NEOLUS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	A1504-149
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	NEOLUS
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2007DM-0000517
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Se utiliza para la administración de medicamentos y venopunción.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Terumo Europe N.V
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	La OMS informa de un fallo potencial en la calidad de las dispositivos médicos referenciados, la sospecha reside en la conexión entre el tubo de acero inoxidable y el cubo de la aguja, probablemente debida a un endurecimiento inadecuado del adhesivo, el cual puede dejar algún residuo en la aguja, lo que puede conllevar a que se presenten potencialmente eventos adversos serios sobre el paciente.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://www.who.int/medicines/news/needles_failure_terumo_eu/en/">http://www.who.int/medicines/news/needles_failure_terumo_eu/en/</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	16 de Abril de 2015

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)