

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	VITROS CHEMISTRY PRODUCTS UPRO SLIDES
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	ARD-031216
<b>CATEGORIA</b>	II
<b>AREA</b>	QUIMICA SANGUINEA
<b>LOTES DEL REACTIVO</b>	6800120
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2017RD-0000295 (Renovación en curso)
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS, INC. <b>Nombre importador:</b> JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS ha identificado un potencial sesgo de resultados de proteínas en orina usando los slides VITROS UPRO.
<b>FUENTE</b>	JOHNSON&JOHNSON DE COLOMBIA.
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	19/12/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co).