



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	TIRAS PARA MEDIR GLUCOSA (GLUCOSA NOVA MAX)
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-04-08-13
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	1020211355, 1020212032, 1020212100, 1020212153, 1020212207, 1020912292, 1020412341, 1020213074, 1010112073, 1010113002 y 1010113008
REGISTRO SANITARIO	2012RD-0002425
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinar los diferentes analitos en muestras procedentes del cuerpo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	Nova Biomedical
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Problemas de contaminación en el proceso de fabricación
FUENTE	http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/34883a-eng.php
FECHA DE NOTIFICACION	6 de agosto de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo. Como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co