



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	AGAR MULLER HNTON 2
NO. IDENTIFICACIÓN	I-RD-04-07-13
REFERENCIAS DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	43301, 43302, 43309, 43511, 41864 y 51075
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000430
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Producto utilizado como medio de cultivo para crecimiento Bacteriano de muestras procedentes del cuerpo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomerieux S.A
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Problemas relacionados de la no detección de la resistencia con la cefoxitina del Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM)
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Gelose-Mueller-Hinton-2-Biomerieux-Information-de-securite
FECHA DE NOTIFICACION	25de Julio de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co

