



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO	FOSFATASA ALCALINA (ALPAMD)
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-03-07-13
LOTES DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO	267774 y 271674
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000261
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Producto utilizado para realizar pruebas de química sanguínea
NOMBRE DEL FABRICANTE	Siemens Healthcare Diagnostics INC
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Lectura de absorbancia supera el límite del blanco reactivó
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Phosphatase-Alcaline-ALPAMP-Siemens-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	25 de Julio de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co