



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	BACT/ALERT PF Y BACT/ALER FA.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-01-09-13.
REFERENCIAS DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	410851 lote 1033154 y 410853 lote 1033298.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000541.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Recuperación y detección de microorganismos aerobios y anaerobios en muestras corporales.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Biomerieux S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Supero el umbral utilizado en las especificación de la estabilidad del producto y como consecuencia se presentan falsos positivos.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Flacons-BacT-ALERT-PF-PLUS-et-FA-PLUS-BioMerieux-Rappel-de-lots
FECHA DE NOTIFICACION	9 de septiembre de 2013

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co

