

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	SPECIALTY DILUENT.
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-02-04-14.
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	F3168.
REGISTRO SANITARIO	2007RD-0000363.
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Este producto es utilizado como diluyente y lisante.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Ortho Clinical Diagnostics.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta resultados de Proteína C Reactiva menores de lo esperado.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Vitros-Chemistry-Products-Specialty-Diluent-Ortho-Clinical-Diagnostics-biochimie-Rappel
FECHA DE NOTIFICACION	07 de Abril de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co