

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro del Producto del Mercado asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	LIAISON Tg
NO. IDENTIFICACIÓN	R-RD-02-07-14
LOTE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	344161X
REGISTRO SANITARIO	2010RD-0001807
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación del analito relacionado en muestras procedentes del cuerpo humano.
NOMBRE DEL FABRICANTE	Diasorin S.P.A
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Presenta sobreestimación en muestras de pacientes tiroidectomizados (que han sufrido extracción de tiroides)
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Trousse-Liaison-Tg-DiaSorin-Rappel-de-lot
FECHA DE NOTIFICACION	23 de Julio de 2014

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo y como medida preventiva absténgase de hacer uso del producto mencionado.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3946 en Bogotá, ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co