

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Access Thyroglobulin
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-040815
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Referencia 33860, Lote: 430969-431990-434727-522896-523251
REGISTRO SANITARIO	2008RD- 0001135
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Determinación cuantitativa de los niveles de tiroglobulina en suero y plasma en humanos
NOMBRE DEL FABRICANTE	Beckman Coulter/ Rochem Biocare
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Beckman Coulter ha determinado que lotes del paquete de reactivos Tiroglobulina Access indicados anteriormente pueden mostrar una imprecisión superior al 10 % en concentraciones por debajo de 10 ng/ml.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Access-
FECHA DE NOTIFICACION	13/08/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co