

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	DISCOS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA PENICILINA G (P1)
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-021215
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Referencia: CT0152B; Lote: 1675623
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2007RD-0000682 INVIMA 2011RD-0001919 INVIMA 2013RD-0002455
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Determinación de los diferentes analitos relacionados con muestras procedentes de origen humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	THERMOFISHER SCIENTIFIC – OXOID IMPORTADOR: QUIMICOS Y REACTIVOS LTDA “QUIMIREL LTDA”
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Este lote de producto puede contener una pequeña cantidad de discos que producen resultados variables, todos los lotes no se ven afectados, sin embargo se identificó que el tamaño de la zona de inhibición varía significativamente con algunos discos produciendo zonas de inhibición mayores de lo esperado o irregulares.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Disques-antibiotiques-Penicillin-G-P1-Thermofisher-Rappel-de-lots
FECHA DE NOTIFICACION	02/12/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co