

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	DIMENSION VISTA CREATININA (CREA)
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-020815
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Referencia DF33A, Número de material: 10444968
REGISTRO SANITARIO	2006RD-0000261
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Reactivos utilizados en pruebas de química sanguínea
NOMBRE DEL FABRICANTE	SIEMENS
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Disminución de hasta de un 22% (aproximadamente 0,3mg/dl) en los resultados de Creatinina cuando la hemólisis excede 200mg/dl hemoglobina en los sistemas DIMENSION.
FUENTE	http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Biochimie-Reactif-Creatinine-
FECHA DE NOTIFICACION	30/07/15

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co