

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Recall asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	HOMOCISTEINA
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-030315
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Referencia. 05385415190 Lote 69781101
REGISTRO SANITARIO	2008RD-0000830
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación del analito relacionado con muestras de origen humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	Roche Diagnostics
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Aumento de sesgos negativos(hasta un 54%) cuando el reactivo es usado en tubos con EDTA
FUENTE	ANSM. http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Homocysteine-
FECHA DE NOTIFICACION	26/03/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co