

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociada a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ADVIA CENTAUR HIV (EHVI)
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-010615
REFERENCIAS DEL REACTIVO	SERIES: 44563141, 45502141, 47542143, 48444143, 51462145, 52901147
REGISTRO SANITARIO	2013RD-0000792
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE GLUCOSA
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Resultados de controles de calidad fuera del rango esperado, lo que conlleva a una pérdida de la estabilidad de los resultados en las pruebas de HIV
FUENTE	http://www.anvisa.gov.br/sistec/Alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=1592
FECHA DE NOTIFICACION	22/05/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co