

El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Recall asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	HUMAN CHROMOGRANIN A ELISA KIT
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-030515
REFERENCIA DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Referencia. KAPEPKT812. Lotes: 1092-1202-1270
REGISTRO SANITARIO	2013RD-000130
INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS	Determinación de los analitos relacionados con muestras procedentes del organismo humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S.
	MARCA. Diasource
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Resultados aleatorios superiores a los esperados cuando superan los 100ng/ml de concentración
FUENTE	Reporte ANNAR DIAGNOSTICA
FECHA DE NOTIFICACION	22/05/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co