

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	ACCESS FREE T3 (T3 LIBRE)
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-081015
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Referencia: A13422; Lote No. 43/1433
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2007RD-0000502
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Calibración y determinación cuantitativa de los analitos relacionados en muestras procedentes de origen humano
NOMBRE DEL FABRICANTE	BECKMAN COULTIER
	IMPORTADORES: Rochem Biocare Colombia S.A.S/ Análisis Técnicos Ltda
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Posible llenado incorrecto de los reactivos en uno o más pozos del kit, y por tanto, puede haber una cantidad insuficiente de reactivo.
FUENTE	Reporte de la European Credit Research Institute (ECRI)
FECHA DE NOTIFICACION	30/10/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.