

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Glucosa (GOD-POD); Colesterol; Creatinina Enzimática; HDL Colesterol Plus; Acido úrico (AOX); Triglicéridos
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-031015
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Glucosa (GOD-POD): 981379,981780 Colesterol: 981812,981813 Creatinina Enzimática: 981845,981896 HDL Colesterol Plus:981824,981823 Ácido Úrico (AOX): 981391, 981788 Triglicéridos: 981301, 981786
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2006RD-0000176 INVIMA 2006RD-0000204
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	Pruebas de Química Sanguínea
NOMBRE DEL FABRICANTE	Thermo Fisher Scientific IMPORTADOR: VELEZ LAB S.A.S
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Interferencias de medicamentos como N-acetilcistein, Acetaminofén, a través de su metabolito N-acetil-p-benzoquinona-imina (NAPQ) y Metamizole en las reacciones de tipo Trinder, metodología química fotométrica con la cual trabaja los productos antes enunciados. Esta intereferencia puede conducir a resultados falsamente bajos en los analitos medidos
FUENTE	REPORTE VELEZ LAB S.A.S
FECHA DE NOTIFICACION	30/09/2015

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co