

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	CHOLESTEROL, TRIGLYCERIDE, URIC ACID
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-050416
REFERENCIAS DEL REACTIVO	CHOLESTEROL: referencias OSR6116, OSR6216, OSR6516 OSR6616. Todos los lotes. TRIGLYCERIDE: referencias OSR60118, OSR61118, OSR66118. Todos los lotes. URIC ACID: referencias OSR6098, OSR6198, OSR6298. Todos los lotes
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015RD-0003186
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACION DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	BECKMAN COULTER INC IMPORTADOR: ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Casa matriz notifica la posibilidad de presentarse interferencias al administrarse el medicamento metamizol (dipirona) a pacientes, lo que puede generar resultados falsamente bajos. El problema fue descubierto internamente el 23 de febrero de 2016 por Beckman Coulter.
FUENTE	http://www.healthy Canadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/57972r-eng.php
FECHA DE NOTIFICACION	20/04/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.