

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO IN VITRO	ETEST COLISTIN
CATEGORIA	II
AREA	MICROBIOLOGIA
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-010816
REFERENCIAS DEL REACTIVO	1004970070, 1004872780, 1004861970, 1004832200, 1004752300, 1004606550, 1004523860, 1004464760, 1004437930, 1004386240, 1004329220, 1004260630, 1004190730, 1004171220, 1004129560, 1004070260, 1003969990, 1003940910, 1003890030, 1003767080, 1003725600, 1003643960, 1003610660, 1003532330, 1003514810, 1003409250, 1003297790, 1003240130, 1003146250, 1003105550, 1003052570, 1002894460, 1002849110, 1002816570, 1002807980, 1002780680, 1002718610, 1002594030, 1002438560, 1002336190, 1002280740, 1002154530, 1002106970, 1002053380, 1001988910, 1001920000, 1001898050, 1001742150, 1001721800, 1001687660, 1001596380, 1001567710, 1001496190, 1001496200, 1001472220, 1001417080, 1001338240, 1001317190, 1001260560, 1001158900, 1001142860, 1001032680, 1001062860, 1000941970, 1000893880, 1000756330, 1000750130, 1000746340, 1000714690, 1000651250, 1000635770, 1004972220, 1004864570, 1004791040, 1004752310, 1004596710, 1004595380, 1004542160, 1004520890, 1004442040, 1004439600, 1004329200, 1004235390, 1004177660, 1004131970, 1004075130, 1003995330, 1003946110, 1003767090, 1003728970, 1003616140, 1003532390, 1003456440, 1003403320, 1003205800, 1002989530, 1002889130, 1002795210, 1002781850, 1002703940, 1002598660, 1002523000, 1002343060, 1002273500, 1002123120, 1002019070, 1002019130, 1001965280, 1001744750, 1001721810, 1001707310, 1001634590, 1001548430, 1001548440, 1001456040, 1001417090, 1001307480, 1001307490, 1001200010, 1001183170, 1001158910, 1001142970, 1001125540, 1001032690, 1001002040, 1000924790, 1000908060, 1000756340, 1000750730, 1000714710. B30 1002517610.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2009RD-0001247

**INDICACIONES Y USOS
ESTABLECIDOS**

TIRAS DE SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO DE
PATOGENOS AISLADOS A PARTIR DE MUESTRAS DE
ORIGEN HUMANO.

NOMBRE DEL FABRICANTE

AB BIOMERIEUX
IMPORTADOR: BIOMERIEUX COLOMBIA LTDA.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

El Producto ETEST COLISTIN, presenta valores inferiores a la
concentración mínima inhibitoria- MIC, para la identificación de
enterobacterias y Acinetobacter spp.

FUENTE

<https://mhra.filecamp.com/public/file/2fnx-2tek5eeq>

FECHA DE NOTIFICACION

12/08/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su
proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos
que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre
los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo
electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co