

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO Sistema Digital de Fluoroscopia y Rayos X PHILIPS

NO. IDENTIFICACIÓN RISARH 11607-278

REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO

**MEDICO** 

MULTIDIAGNOST ELEVA, seriales 210, 265 y 48.

REGISTRO SANITARIO 2009EBC-0004752

INDICACIONES Y USO
Sistema polivalente apto para fluroscopia y la obtención de imágenes digitales. Es idóneo para una amplia gama de

exámenes convencionales y especializados que exigen posiciones del paciente especiales o proyecciones del haz de

rayos X compuestas.

NOMBRE DEL FABRICANTE Villa Sistemi Medicali S.P.A.

Dunlee División Of Philips Medical Systems (Cleveland) Inc.

Philips Medical Systems Nederland B.V.

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA** El fabricante informa que los dos pernos que unen la placa de

sujeción al eje lateral se pueden quebrar, esto puede causar que el brazo en C se mueva libremente y dependiendo de la orientación del brazo en C se puede mover lateralmente hacia adelante, deslizarse fuera de sus soportes y posiblemente caer, conllevando a que se presenten potenciales eventos adversos sobre los pacientes o usuarios.

**FUENTE** Importador

**FECHA DE NOTIFICACION** 15 de Julio de 2016

## **RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico tecnovigilancia@invima.gov.co





