

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	CAPTURE R READY ID
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-010616
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	Catálogo: 66214, Lote: ID296
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2014RD-0002919
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	SISTEMA EN FASE SÓLIDA PARA LA IDENTIFICACION DE ANTICUERPOS RAROS IgG CONTRA ANTIGENOS ERITROCITARIOS.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	IMMUCOR INC IMPORTADOR: LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S.A
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Fallas de lectura en las placas del lote afectado por un error denominado "medición fuera de rango" en el instrumento Galileo NEO, debido a que la celda 13 exhibe un color amarillo.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58702r-eng.php">http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2016/58702r-eng.php</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	02/06/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)