

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	MAGLUMI TOXO IgM (CLIA) (Toxoplasma IgM)
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-040616
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Referencia RN201601. Lote 08216012101
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2015RD-0003281
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACION CUANTITATIVA DE TOXOPLASMA IGM EN SUERO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	SHENZHEN NEW INDUSTRIES IMPORTADOR: ANALISIS TECNICOS LTDA.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	Curva de calibración con desviación baja inusual.
FUENTE	REPORTE DE ANÁLISIS TÉCNICOS LTDA
FECHA DE NOTIFICACION	16/06/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co