

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	HEMOCUE® GLUCOSE 201 RT MICROCUVETTES
<b>IDENTIFICACION</b>	IRD-041116
<b>LOTES DEL REACTIVO</b>	1411931 REF. 114703.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2014RD-0003077
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACIÓN DE ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	HEMOCUE AB. <b>Nombre importador:</b> SOLUCARE DE COLOMBIA S.A.S Y VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	En las instalaciones internas de HEMOCUE se encontraron desviaciones en las mediciones con dichas cubetas reflejando falsos resultados en la medición de glucosa dando resultados altos cuando verdaderamente son bajos.
<b>FUENTE</b>	VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	30/11/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co).