

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	PRESEPSIN
CATEGORIA	II
AREA	INMUNOLOGÍA
NO. IDENTIFICACIÓN	RRD-041116
REFERENCIAS DEL REACTIVO	REFERENCIA PF1201-K LOTE 0623.
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2011RD-0002034
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	MITSUBISHI CHEMICAL EUROPA GMBH Y MITSUBISHI CHEMICAL MEDIENCE INC. Nombre del importador: VELEZ LAB Y CIA S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	El fabricante informa que el producto muestra elevados valores del blanco de reactivo.
FUENTE	VELEZ LAB Y CIA S.A.
FECHA DE NOTIFICACION	22/11/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co