

## El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Mesas de Operación Universales SCHAEERER
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	I1610-446
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	AXIS 400 y AXIS 800
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2015DM-0013017
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Las mesas de operación universales SCHAEERER MEDICAL AG se destacan especialmente en los procesos de operaciones móviles, gracias a su extraordinaria estructura que aporta una gran estabilidad sin pérdida de flexibilidad. Las mesas de operación SCHAEERER MEDICAL AG facilitan de esta forma que las intervenciones se desarrollen sin problemas, con ahorro tiempo.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Schaerer Medical Ag
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante informa a los usuarios del equipo referenciado que se pueden presentar fugas de aceite, su uso en ambientes quirúrgicos aumenta la posibilidad que se presenten eventos adversos sobre los pacientes o usuarios.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Table-d-operation-Schaerer-axis-Schaerer-Medical-AG-Information-de-securite">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Autres-mesures-de-securite/Table-d-operation-Schaerer-axis-Schaerer-Medical-AG-Information-de-securite</a>
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	26 de Octubre de 2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)