

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	Magnesium
NO. IDENTIFICACIÓN	IRD-080916
CATEGORIA	II
AREA	QUIMICA SANGUINEA
LOTES DEL REACTIVO	MG3880
REGISTRO SANITARIO No.	INVIMA 2007RD-0000493
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	RANDOX LABORATORIES Ltd. Nombre importador: SIEMENS S.A.
DESCRIPCION DEL PROBLEMA	La Agencia Sanitaria notifica, que RANDOX actualmente está investigando un problema con el producto referenciado en la tabla anterior, en el cual para la actualización del equipo Rx Imola, debe correrse una prueba de test, para la prueba de amilasa pancreática y ser posicionada después del magnesio, para evitar una contaminación cruzada como medida preventiva.
FUENTE	https://mhra.filecamp.com/public/file/2gei-2u47cltp .
FECHA DE NOTIFICACION	27/09/2016

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co.