

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	Réactif ADVIA® Chimie Triglycérides_concentré (TRIG_c)
<b>CATEGORIA</b>	II
<b>AREA</b>	QUIMICA SANGUINEA
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RRD-010916
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	348297, 359932, 365096
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2014RD-0003060.
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACION DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS <b>Nombre del importador:</b> SIEMENS S.A.
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	Siemens Healthcare Diagnostics ha confirmado que los tres lotes de reactivos ADVIA Chemistry Triglycérides_concentré (TRIG_c) que figuran en la Tabla 1 no cumplen con los requisitos de linealidad establecidos en el manual de funcionamiento.
<b>FUENTE</b>	<a href="http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Advia-Chimie-Triglycerides-2-concentre-Siemens-Rappel-de-lots">http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Retraits-de-lots-et-de-produits/Reactif-Advia-Chimie-Triglycerides-2-concentre-Siemens-Rappel-de-lots</a> .
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	05/09/2016

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)