

**INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de producto del mercado asociado a:**

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	LPD CONTROL 3 (CONTROL LIPIDOS NIVEL 3)-RANDOX
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDR1708-78
<b>CATEGORÍA</b>	I
<b>ÁREA</b>	CONTROLES Y CALIBRADORES
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	<b>No. de catalogo</b> LE2670 <b>GTIN</b> 05055273204209 <b>Lote:</b> 2526CH
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2007RD-0000517
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	UTILIZADOS PARA LA DETERMINACION DE ANALITOS A PARTIR DE MUESTRAS DE ORIGEN HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	RANDOX LABORATORIES <b>Nombre del Importador:</b> LABCARE DE COLOMBIA LTDA.
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	La Agencia Sanitaria notifica que RANDOX han confirmado que hubo un error de etiquetado para los valores de la concentración de la lipoproteína (a) en el lote descrito anteriormente.
<b>FUENTE</b>	<a href="https://mhra.filecamp.com/public/file/2njw-9dbe42d8">https://mhra.filecamp.com/public/file/2njw-9dbe42d8</a> .
<b>FECHA DE REPORTE</b>	15/08/2017

## RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)