

# **RECALL**

## **DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS**

**El INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Tecnovigilancia ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto del Mercado asociado a:**

<b>NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO</b>	Bomba de Infusión GRASEBY
<b>NO. IDENTIFICACIÓN RISARH</b>	R1712-566
<b>REFERENCIAS DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	Concerniente a los recipientes para el depósito de medicamentos CADD de 50ml y 100 ml, referencias 21-7001-24 y 21-7002-24, lotes específicos.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	2009EBC-0004058
<b>INDICACIONES Y USO ESTABLECIDOS</b>	Indicado para infusión en el espacio intravenoso, intraarterial, subcutáneo, intraperitoneal, epidural o subaracnoideo.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	Smiths Medical Md, Inc
<b>DESCRIPCION DEL PROBLEMA</b>	El fabricante informa que algunos de los recipientes para el depósito de medicamentos CADD sin detección de flujo referenciados, podrían haberse fabricado con una placa de presión incorrecta, conllevando a que se presentes posibles retrasos en los procedimientos o eventos adversos sobre los pacientes.
<b>FUENTE</b>	Importador
<b>FECHA DE NOTIFICACION</b>	19 de diciembre de 2017

### **RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3880 en Bogotá, ó al correo electrónico [tecnovigilancia@invima.gov.co](mailto:tecnovigilancia@invima.gov.co)