® HINSALUS In√imo



## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de Producto asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE

CRAG LATERAL FLOW ASSAY

**DIAGNOSTICO IN VITRO** 

CATEGORIA ||

AREA MICROBIOLOGIA

NO. IDENTIFICACIÓN RRD-020117

REFERENCIAS DEL REACTIVO Referencia CR2003, Lote: 161028142817 JH

**REGISTRO SANITARIO** INVIMA 2015RD-0003399

INDICACIONES Y USOS DETERMINACIÓN DE DIFERENTES ANALITOS

ESTABLECIDOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL

ORGANISMO HUMANO.

NOMBRE DEL FABRICANTE IMMUNO-MYCOLOGICS, INC.

Nombre del importador: ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT

S.A.S

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA**Reducción de la especificidad esperada (90% frente a un 99%)

lo que puede dar lugar a resultados falsamente positivos.

FUENTE ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S.A.S

FECHA DE NOTIFICACION 05/01/2017

## **RECOMENDACIÓN:**

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico Reactivovigilancia@invima.gov.co





