

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con una Alerta Sanitaria asociada a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	TIROXINA (T4)
NO. IDENTIFICACIÓN	RDA1707-66
CATEGORÍA	II
ÁREA	ENDOCRINOLOGIA
REFERENCIA Y LOTES DEL REACTIVO	Todos los lotes
REGISTROS SANITARIOS	INVIMA 2009RD-0001312
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	REACTIVOS EMPLEADOS EN LA DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
NOMBRE DEL FABRICANTE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC.
	Nombre de Importador: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS LTDA.
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	La Agencia Sanitaria notifica, que SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS ha identificado posibles interferencias de sulfasalazina y sulfapiridina en los ensayos que utilizan NADH y / o NADPH que generan reacciones de reducción de oxidación produciendo señales colorimétricas.
FUENTE	http://www.anvisa.gov.br/sistec/alerta/RelatorioAlerta.asp?NomeColuna=CO_SEQ_ALERTA&Parametro=2343
FECHA DE NOTIFICACIÓN	31/07/2017

RECOMENDACIÓN: En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co