

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	AST-N272 TEST KITS 20 CARDS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDI1706-33
<b>CATEGORÍA</b>	II
<b>ÁREA</b>	MICROBIOLOGIA
<b>REFERENCIA Y LOTES DEL REACTIVO</b>	<b>Referencia:</b> 414164 <b>Lotes:</b> Todos
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA 2012RD-0002362
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACION DE LA SENSIBILIDAD DE BACILOS GRAM NEGATIVOS AEROBIOS CLINICAMENTE SIGNIFICATIVOS
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	BIOMERIEUX INC <b>Nombre del Importador:</b> BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	EUCAST y CLSI recomiendan la Microdilución en caldo (BMD) como el único método validado para las pruebas de susceptibilidad a Colistina.
<b>FUENTE</b>	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S
<b>FECHA DE NOTIFICACIÓN</b>	14/06/2017

**RECOMENDACIÓN:** En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)