

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Retiro de producto del mercado asociado a:

<b>NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i></b>	XPERT GBS
<b>NO. IDENTIFICACIÓN</b>	RDR1801-140
<b>CATEGORÍA</b>	II
<b>ÁREA</b>	MICROBIOLOGIA
<b>REFERENCIAS DEL REACTIVO</b>	<b>REF.</b> GXGBS-100N-10 <b>Lotes:</b> 1000038939, 1000048542, 1000038939.
<b>REGISTRO SANITARIO</b>	INVIMA2009RD-0001436
<b>INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS</b>	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO.
<b>NOMBRE DEL FABRICANTE</b>	CEPHEID <b>Importador:</b> ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A
<b>DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA</b>	Se presentaron un número de errores de anulación por presión (E2008) superior al que normalmente cabría esperar al utilizar esta prueba y con los tipos de muestras previstos para ella.
<b>FUENTE</b>	ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.
<b>FECHA DE REPORTE</b>	10/01/2018.

### RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:reactivovigilancia@invima.gov.co)