

INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de seguridad asociado a:

NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO <i>IN VITRO</i>	LIPASE
NO. IDENTIFICACIÓN	RDI1803-168
CATEGORÍA	II
ÁREA	QUIMICA SANGUINEA
REFERENCIAS DEL REACTIVO	Catalogo LI3837, LI8050, LI8361, LI7979. GTIN: 05055273204230,05055273209136 05055273214284, 05055273204247
REGISTRO SANITARIO	INVIMA 2011RD-0001970
INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS	DETERMINACIÓN DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO
NOMBRE DEL FABRICANTE	RANDOX LABORATORIES LTD. Importador: LABCARE DE COLOMBIA LTDA
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	La Agencia sanitario comunica que Randox ha indicado que para evitar la contaminación con la lipasa en el equipo de análisis, los usuarios deben consultar el orden de ejecución siendo la lipasa y triglicéridos las dos últimas sustancias en el orden de ejecución.
FUENTE	https://mhra.filecamp.com/public/file/2rq3-ldp41s7b
FECHA DE REPORTE	07/03/2018.

RECOMENDACIÓN:

En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co