



La salud
es de todos

Minsalud

ALERTA SANITARIA

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 280-2021
Bogotá, 02 Noviembre 2021

Sistemas de elevación con unidades de grúa Liko Hill Rom

Nombre del producto: Sistemas de elevación con unidades de grúa Liko Hill Rom

Registro sanitario: 2015DM-0013852

Titular del registro: Hill Rom Inc

Fabricante(s) / Importador(es): Hill Rom Inc, Liko Ab

Referencia(s) / Código(s): NIVELADOR DE GRUA HILLROM

Lote(s) / Serial(es): Específicos

Fuente de la alerta: Importador

No. Identificación interno: DA2110-01580

Descripción del caso

El fabricante informa que ha detectado la posibilidad de que ocurra una rotura del gancho nivelador ocasionando una pérdida de estabilidad del paciente en posición horizontal al elevarlo o moverlo, dicha situación podría resultar en la presentación de potenciales incidentes o eventos adversos sobre los pacientes y usuarios.

Indicaciones y uso establecido

GOLVO: es una grúa versátil, destinada para su uso en la mayoría de situaciones de elevación.
LIKORALL: es un motor de techo, está diseñado y desarrollado para la completa gama de

sistemas de elevación fija o auto estables de LIKO. MULTIRALL 200: es una grúa de techo flexible con una gama de aplicaciones versátil. Se mueve fácilmente sin comprometer la seguridad y funcionalidad. Se utiliza para transferencia de habitación a habitación. ROLLON: equipo de soporte de bipedestación, que ha sido desarrollado para realizar traslados seguros desde y hasta la posición del paciente sentado. Esa diseñado para pacientes con mucha dificultad al andar y buena fuerza en los brazos y capacidad para cargar su peso en las piernas. Sabina 200 diseñada para personas con dificultad para ponerse de pie por si mismas desde una posición de sentado. Sabina ii: diseñada para personas con dificultad para ponerse de pie por si mismas desde una posición de sentado. Uno 102: es una grúa móvil con subida y bajada eléctrica del brazo de elevación. Su uso es en centros de atención post-aguda como las residencias de ancianos y otros centros de asistencia. VIKING XS/S/M/L/XL : son dos modelos de grúas móviles flexibles que son excelentes para entornos de espacio reducido. Son utilizados para elevaciones comunes freespan sr: sistema de elevación autónomo diseñado para su uso junto con las unidades de grúa MULTIRALL

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Para verificar si el producto cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte el registro sanitario o a través del enlace que encuentra al final de la alerta.

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador, para precisar las acciones a seguir.
2. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, asegúrese de implementar y ejecutar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los eventos o incidentes adversos que involucren el

dispositivo médico referenciado y se notifiquen al Invima.

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a:

tecnovigilancia@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

- **Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias**
- **Consultar registros sanitarios**

Realizar reportes en línea de eventos adversos

- **Farmacovigilancia**
- **Reactivovigilancia**
- **Tecnovigilancia**