



Alerta Sanitaria

Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Alerta No. 109-2026
Bogotá, 27 Abril 2026

Target Detachable Coils / espiral para embolización endovascular intracraneal

Nombre del producto: Target Detachable Coils / espiral para embolización endovascular intracraneal

Registro sanitario: 2022DM-0008974-R1

Presentación comercial: Caja que contiene la unidad en bolsa de nylon/polietileno y Tyvek, etiquetada con el espiral dispensador de PE, que a su vez contiene el espiral dentro de una cubierta introductora de polipropileno.

Titular del registro: Stryker Neurovascular

Fabricante(s) / Importador(es): Benchmark Electronics (Thailand) Public Company Limited - Stryker Neurovascular - Amphenol Alden Products Company - Benchmark Electronics Inc - Stryker Neurovascular / Stryker Colombia S. A. S. - G Barco S. A.

Referencia(s) / Código(s): M00345100950

Lote(s) / Serial(es): WMP134609, WMP134939, WMP135302, WMP135387, WMP135417, WMP135807, WMP135865, WMP135897, WMP136107, WMP136852

Fuente de la alerta: Stryker Colombia S. A. S.

No. Identificación interno: DR2604-00270

Descripción del caso

Stryker Neurovascular inició una retirada voluntaria de ciertos lotes del sistema de desprendimiento InZone, tras identificar en algunos conjuntos de dispositivos un consumo

premature de batería que puede comprometer su desempeño operativo. Cuando se presenta esta condición, el dispositivo puede no encender, encender con indicadores audibles y visuales tenues o no desacoplar una bobina conforme a lo esperado, lo que puede interferir con el desarrollo normal del procedimiento.

Indicaciones y uso establecido

Las espirales desprendibles Target están diseñadas para la obstrucción u oclusión endovascular del flujo sanguíneo en anomalías vasculares de los vasos neurovasculares y periféricos.

Medidas para la comunidad en general

1. Si está utilizando el producto referenciado comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
2. Para verificar si el producto que usted está utilizando cuenta con registro sanitario Invima, consúltelo en la página web www.invima.gov.co/consulte o a través de este enlace: <https://bit.ly/3kXpmyk>
3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia en el siguiente enlace: <https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/faces/faces/index.xhtml>

Medidas para Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud - IPS y profesionales de la salud

1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y que le indique el plan de acción a seguir; en caso de no lograrlo, póngase en contacto con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

A los establecimientos titulares, distribuidores y comercializadores

1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Medidas para la Red Nacional de Tecnovigilancia

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.



- [Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias](#)
- [Consultar registros sanitarios](#)

www.invima.gov.co



Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorrupcion@invima.gov.co

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

 Oficina Principal: Cra 10 # 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 # 64 - 60  PBX: (601) 242 5000 - Bogotá