

## INVIMA informa a los usuarios en general que el Grupo de Vigilancia Epidemiológica ha emitido una comunicación relacionada con un Informe de Seguridad asociado a:

**NOMBRE DEL REACTIVO DE DIAGNOSTICO *IN VITRO*** CHOLESTEROL, CREATININE, HDL, TRIGLYCERIDE, URIC ACID.

**NO. IDENTIFICACIÓN** RDI1705-5

**CATEGORIA** II

**AREA** QUIMICA SANGUINEA

**LOTES DEL REACTIVO**

Reactivo IVD	Referencia	Lotes
CHOLESTEROL	467825	TODOS
CREATININE	A60298	
HDL	A15625	

**REGISTRO SANITARIO** INVIMA 2015RD-0003186

**INDICACIONES Y USOS ESTABLECIDOS** DETERMINACION DE LOS DIFERENTES ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO

**NOMBRE DEL FABRICANTE** BECKMAN COULTER INC.

**Nombre importador:** ROCHEM BIOCARE COLOMBIA S.A.S.

**DESCRIPCION DEL PROBLEMA** La Agencia Sanitaria notifica que BECKMAN COULTER, ha informado que los medicamentos: metamizol (dipirona) - Analgésico / antiespasmódicos / antipirético, sulfasalazina - Anti-inflamatorio O Sulfapiridina - antibiótico sulfonamida, pueden producir ciertas interferencias en las pruebas mencionadas anteriormente, generando resultados falsamente bajos.

**FUENTE** <https://mhra.filecamp.com/public/file/2l3e-1a11ocmm>

**FECHA DE NOTIFICACION** 02/05/2017

**RECOMENDACIÓN:** En caso de identificar la existencia del producto mencionado anteriormente comuníquese con su proveedor quien determinara las acciones que se llevaran a cabo.

Es importante mantener un estado de alerta, realizando un seguimiento permanente a los productos que se fabrican y/o comercializan en el país, divulgando la información de seguridad respectiva entre los profesionales de la salud que realizan uso de estos recursos tecnológicos.

Para mayor información comuníquese al teléfono 2948700 extensión 3607 en Bogotá D.C., ó al correo electrónico [Reactivovigilancia@invima.gov.co](mailto:Reactivovigilancia@invima.gov.co)