



Informe de seguridad

Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Informe de Seguridad No. 039-2021
Bogotá, 24 Mayo 2021

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comunica la siguiente información de seguridad:

Asunto: Esterilizadores a vapor Getinge

No. identificación interna del Informe de Seguridad: DI2103-00427

Registro Sanitario: 2014DM-0011902

Fabricante / importador Getinge Infection Control Ab, Getinge Sterilization Ab, Getinge Sourcing Llc, Trans Medikal Aletler Sanayi Ve Ticaret A.S., Trans Medikal Aletler Sanayi Ve Ticaret A.S., Trans Medikal Aletler Sanayi Ve Ticaret A.S., Maquet Gmbh, Maquet (Suzhou) Co., Ltd.

Lote / Serial TR250CM10161017-05, TR250CM10050917-12, TR420CM09090916-01, TR555CM12040918-10, TR250CM10140915-01, TR555-CM12071118-12, TR330CM07211015-01, TR160CM70161017-02

Referencia CASTLE-S

Enlace Relacionado

Descripción del caso

El fabricante informa que es posible abrir la puerta trasera de descarga del esterilizador, sin que se haya indicado el "ciclo completo". Situación que podría generar un uso de carga no estéril o contaminada, y aumentar los riesgos de infección, así como la presentación de incidentes o eventos adversos sobre los pacientes.

Información para profesionales de la salud

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de los incidentes y eventos adversos que involucren el producto referenciado y se notifiquen a sus programas institucionales de tecnovigilancia o al Invima según corresponda.

Información para IPSs y EAPBs

1. Verifique si en su institución se utilizan los dispositivos médicos involucrados.
2. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Información para establecimientos

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. A los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, asegúrese de implementar y ejecutar el plan de acción dispuesto por fábrica.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado, al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

Fuentes de información

Importador

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a los siguientes correos electrónicos.

tecnovigilancia@invima.gov.co

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias:

<https://goo.gl/sHN2L8>

Consultar registros sanitarios:

<https://goo.gl/cg9eAL>

Reporte eventos adversos:

Realizar reportes en línea de eventos adversos

Farmacovigilancia:

<https://farmacoweb.invima.gov.co/reportesfv/login/loginUsuario.jsp>

Tecnovigilancia:

<https://farmacoweb.invima.gov.co/TecnoVigilancia/>

Reactivovigilancia:

<https://reactivoenlinea.invima.gov.co/ReactivoVigilanciaWeb/>

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá
Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60
(1) 2948700
www.invima.gov.co

