

# Informe de seguridad

## Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Informe de Seguridad No. 085-2023  
Bogotá, 23 agosto 2023

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comunica la siguiente información de seguridad:

---

**Asunto:** Hemospray® Endoscopic Hemostat -Dispositivo Hemostatico Endoscopico Hemospray® Hemospray® , Cook

**No. identificación interna del Informe de Seguridad:** DI2306-00459

**Registro Sanitario:** INVIMA 2021DM-0022831

**Presentación Comercial:** Individual

**Fabricante / importador** Wilson Cook Medical Inc.; Biotronitech Colombia S.A.S

**Lote / Serial** ver anexo

**Referencia** varios

**Mecanismo de acción** Agencia Sanitaria HCSC-CANADA

**Enlace Relacionado** [carta fabrica Hemospray Kit - Canada.ca.pdf](#)

---

### Descripción del caso

El fabricante informa que actualmente las instrucciones de uso de Hemospray establecen: "Complicaciones potenciales: al rociar en la posición de retroflexión, el polvo de Hemospray puede adherirse a la parte exterior del endoscopio. Esto puede resultar en dificultad para

reposicionar/retirar el endoscopio, particularmente si pasa a través de un área estenosada".

La sección de riesgo para la salud de esta carta proporciona información adicional que actualmente no se encuentra en las instrucciones de uso de Hemospray.

### **Antecedentes**

Es un nuevo dispositivo para hemostasia endoscópica utilizado para el sangrado gastrointestinal no variceal. El uso de hemospray® es una alternativa efectiva en el control del sangrado gastrointestinal.

### **Acciones tomadas por el Invima**

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa para la detección de eventos o incidentes adversos que involucren al dispositivo médico señalado en esta alerta y que se notifiquen al Instituto.

### **Información para profesionales de la salud**

1. Si está utilizando el producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar las acciones a tomar.
2. Puede verificar si este producto cuenta con registro sanitario Invima consultándolo en la página web [https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg\\_encabcum.jsp](https://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp) o comunicándose a través del correo electrónico [dispmed@invima.gov.co](mailto:dispmed@invima.gov.co)
3. Si ha presentado algún evento adverso o incidentes asociados a la utilización del producto referenciado, infórmelo al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **Información para IPSs y EAPBs**

1. Verifique si en su institución se utilizan los dispositivos médicos involucrados.
2. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto.
3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **Información para establecimientos**

1. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y de inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
2. Los establecimientos titulares, importadores, distribuidores y comercializadores, deben asegurarse de implementar y ejecutar el plan de acción dispuesto por la fábrica.

3. Reportar los incidentes y eventos adversos asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **Información para Entidades Territoriales de Salud**

1. Si identifica la utilización del producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para definir los pasos a seguir.

2. Reporte cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico referenciado al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima.

### **Fuentes de información**

Agencia Sanitaria HCSC-CANADA

<https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/hemospray-kit>

**Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a los siguientes correos electrónicos.**

[tecnoyreactivo@invima.gov.co](mailto:tecnoyreactivo@invima.gov.co)

En los siguientes enlaces podrá acceder directamente a la información de su interés en la página web del Invima.

**Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias:**

<https://bit.ly/3yRYhF2>

**Consultar registros sanitarios:**

<https://bit.ly/3kXpmyk>

**Reporte eventos adversos:**

Reportar eventos adversos

**Farmacovigilancia:**

<https://bit.ly/3wOG3BN>

**Tecnovigilancia:**

<https://bit.ly/3NyIBLY>

**Reactivovigilancia:**

<https://bit.ly/3PF2aDp>