

Informe de seguridad

Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías

Informe de Seguridad No. 258-2025
Bogotá, 24 diciembre 2025

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) comunica la siguiente información de seguridad:

Asunto: INSTRUMENTAL QUIRURGICO AESCULAP® ACCESORIOS Y REPUESTOS

No. identificación interna del Informe de Seguridad: DI2512-00818

Registro Sanitario: 2022DM-0024901

Presentación Comercial: Unidad en bolsa plástica, Caja x 10 unidades, Caja x 12 unidades, Caja x 20 unidades, Caja x 200 unidades

Fabricante / importador B. BRAUN MEDICAL (SUZHOU) CO. LTD - AESCULAP AG. - SCHOELLY FIBEROPTIC GMBH - AESCULAP CHIFA SP. Z O. O.- UL. - SCHOELLY FIBEROPTIC GMBH / BBRAUN MEDICAL S.A.

Lote / Serial Varios

Referencia FF399R

Enlace Relacionado

Descripción del caso

Aesculap AG ha identificado una desviación en la tolerancia de longitud del eje largo de los trocares MINOP afectados. Cuando se combinan con los correspondientes neuroendoscopios, esta desviación puede restringir el campo de visión quirúrgico.

Antecedentes

El instrumental quirúrgico AESCULAP® es utilizado por el cirujano para realizar procedimientos quirúrgicos.

Acciones tomadas por el Invima

El Invima solicita que desde los programas institucionales de Tecnovigilancia se realice la búsqueda activa de los eventos e incidentes que involucren el producto referenciado y se notifiquen al Invima.

Información para profesionales de la salud

1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y le indique el plan de acción a seguir, en caso de no lograrlo póngase en contacto con el Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Información para IPSs y EAPBs

1. Comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para precisar si existen recomendaciones específicas para la utilización del producto y le indique el plan de acción a seguir, en caso de no lograrlo acuda al Invima.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico.

Información para establecimientos

1. Comuníquese con el importador para que le indique el plan de acción dispuesto por fábrica.
2. Efectúe la trazabilidad del producto afectado y dé inicio al plan de acción dispuesto por el fabricante.
3. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima los eventos e incidentes asociados a la utilización del dispositivo médico referenciado.

Información para Entidades Territoriales de Salud

1. Si identifica la utilización del producto referenciado, comuníquese con el importador, distribuidor o comercializador para definir los pasos a seguir.
2. Reporte al Programa Nacional de Tecnovigilancia del Invima cualquier evento adverso asociado a la utilización del dispositivo médico.

Fuentes de información

IMPORTADOR

Si desea obtener mayor información comuníquese con el Invima a los siguientes correos electrónicos.

tecnoyreactivo@invima.gov.co

Realizar peticiones, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias:

<https://bit.ly/3yRYhF2>

Consultar registros sanitarios:

<https://bit.ly/3kXpmyk>

Reporte eventos adversos:

Reportar eventos adversos

Farmacovigilancia:

<https://primaryreporting.who-umc.org/CO>

Tecnovigilancia:

<https://bit.ly/3NyIBLY>

Reactivovigilancia:

<https://bit.ly/3PF2aDp>

www.invima.gov.co



@Invimacolombia



Invima Colombia

Línea anticorrupción: (601) 242 5040
denunciasanticorrupcion@invima.gov.co

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima



Oficina Principal: Cra 10 # 64 - 28 - Administrativo: Cra 10 # 64 - 60



PBX: (601) 242 5000 - Bogotá